

pH試験紙

BCG

pH Test Paper: BCG



型式：PHG-BCG

価格：2,600円(税別)

ニッケルめっき溶液のpH測定ができます。ただし、緩衝能力の小さい水(雨水など)の測定には適しません。

200枚入り
包装外形 約106L×69W×14H mm
梱包重量 約62g

指示薬部と標準色部をいっしょに検水に浸すので、比色判定が容易です。ある程度着色したり濁っている検水でも判定できます。



pH試験紙

PLS


pH Test Paper: PLS

型式：PHG-PLS

価格：2,900円(税別)

検水のpHが不明の時など、広範囲のpHが測定できます。

200枚入り
包装外形 約106L×69W×14H mm
梱包重量 約62g



紙面用 pH測定セット

pH Indicator Set on Paper Surface

型式：MPC- 全6種類

価格：各7,400円(税別)

紙面用pH測定セットは紙面に試験液を塗りひろげて、その色を標準色と比較するものです。

紙パルプ技術協会が定めたJ.TAPPI紙パルプ試験方法のNo.49-2 指示薬法に準拠します。

20mL入り(約200回分)
包装外形 約253L×60W×40H mm
梱包重量 約170g



型式	測定範囲(pH)	間隔(pH)	型式	測定範囲(pH)	間隔(pH)
MPC-TBPB	2.4 ~ 4.4	0.2	MPC-BTB	6.0 ~ 8.0	0.2
-BCG	3.4 ~ 5.4	0.2	-CR	6.8 ~ 8.8	0.2
-BCP	4.8 ~ 6.8	0.2	-TB	8.0 ~ 10.0	0.2